

## MODELO DE LARINGE HUMANA AMPLIADA BELL-LARH-01



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Serie Anatómica](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc\_row][vc\_column][vc\_column\_text]Modelo de Laringe Humana Ampliada Bell-LarH-01[/vc\_column\_text][vc\_column][vc\_row][vc\_row][vc\_column][vc\_wp\_text]

Descripción del Producto:

- Nombre del producto: Modelo de laringe humano magnificado
- Producto No: Bell-LarH-01
- Material: PVC
- Descripción: Un modelo funcional que demuestra los movimientos de la epiglotis y cartílagos en la caja de voz. Ayuda a los estudiantes a requerir y comprender la morfología y la estructura del tracto respiratorio y el órgano fonético. Diseccionable en 3 partes, 3 veces ampliada.
- Tamaño: 11.5x11x24cm.
- Embalaje: 12pcs / carton, 66x28x27cm, 8kgs

[/vc\_wp\_text][/vc\_column][/vc\_row]

COTECNO