

MODELO DE MÚSCULO HUMANO 50CM MASCULINO (1 PARTE) BELL-MUSM-35



SKU: N / A | Categorías: [Serie Anatomica](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Modelo de Músculo Humano 50cm Masculino (1 Parte) Bell-

MusM-35[/vc_column_text][[/vc_column][[/vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]Descripción del Producto:

- Nombre del producto: Modelo de músculo humano masculino de 50 cm (1 parte)

- Producto No: Bell-MusM-35

- Material: PVC

- Descripción: Este modelo es muy adecuado para el estudio anatómico muscular, que muestra la topografía del músculo.

- Embalaje: 4 piezas / cartón, 55x41x56cm, 8kgs

[/vc_wp_text][[/vc_column][[/vc_row]

COTECNO