

## MODELO DE OREJA DE ESCRITORIO BELL-OREME-03D



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Serie Anatomica](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc\_row][vc\_column][vc\_column\_text]Modelo de Oreja de Escritorio Bell-

OreME-03D[/vc\_column\_text][[/vc\_column]][/vc\_row][vc\_row][vc\_column][vc\_wp\_text]Descripción del Producto:

- Nombre del producto: Modelo de oreja de escritorio

- Producto No: Bell-OreME-03D

- Material: PVC

- Descripción: Representación del oído externo, medio e interno. 1.5 veces ampliada. En el stand.

- Embalaje: 50pcs / carton, 66x30x38cm, 20kgs

[/vc\_wp\_text][[/vc\_column]][/vc\_row]

COTECNO