


MODELO DE RIÑÓN AGRANDADO 1 PIEZA BELL-RIÑ1-10



SKU: N / A | Categorías: [Serie Anatomica](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Modelo de Riñón Agrandado 1 Pieza Bell-

RiÑ1-10[/vc_column_text][vc_column][vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]Descripción del Producto:

- Nombre del producto: Parte ampliada del modelo de riñón 1

- Producto No: Bell-RiÑ1-10

- Material: PVC

- Descripción: Este modelo muestra agrandamiento del riñón 3 veces, con áreas pantanosas, 2 componentes, que muestran la corteza renal, la edulla renal, el túbulo contorneado proximal, el túbulo contorneado distal, el medular, el conducto colector y el conducto papilar, los alceses renales menores, los calices renales mayores, los riñones Pelvis, uréter, arteria interlobular, vena, arteria renal, vena y renicápsula.

- Embalaje: 9pcs / carton, 58x37x29cm, 10kgs

[/vc_wp_text][vc_column][vc_row]

COTECNO