

## MOLDE INTERNO 3-1 / 2 AGUJERO REDONDO PLACA DE ACERO W MARCO PARA TM / TS—HA-5000.5



SKU: HA-5000.5 | Categorías: <u>Humboldt</u>, <u>Repuestos y accesorios</u> |



## **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

Molde interno de 4 "(100 mm) Ø y platinas ranurado, incluye características para la medición de la temperatura del espécimen.

(3-1 / 2 agujero redondo placa de acero w marco para tm / ts)



## INFORMACIÓN ADICIONAL