

MOLDE LE CHATELIER EN 196



SKU: N / A | Categorías: Consistencia de Volumen |



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

 $[vc_row][vc_column][vc_column_text] Molde \ Le \ Chatelier \ EN \ 196 \\ [/vc_column_text][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text] Descripción \ del \ producto:$

- Molde Le Chatelier EN 196
- Molde de le chatelier EN 196-3 Para determinar la constancia del volumen (solidez) de cemento acabado niquel electrolítico.[/vc_wp_text][/vc_column][/vc_row]



INFORMACIÓN ADICIONAL