


MOLDES Ø152 MM (JUEGO DE 1 DERECHA Y 1 IZQUIERDA)



- Moldes Ø152 mm (juego de 1 derecho y 1 izquierdo) utilizados con el seguidor de ruedas para muestra de perforación con núcleo Ø 150-152 mm y muestra Gyrator. Poliamida reforzada con fibra de vidrio de 25 mm de altura. Para usar en combinación con accesorios de acero inoxidable 20-4023 (300 × 300 mm). Usar con otros accesorios de acero inoxidable a pedido.

SKU: 20-4024 | **Categorías:** [Asfalto](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO