

MOLINO DE PUAS



SKU: B-01-53-0200-0600 | **Categorías:** [Molinos trituradores](#), [Triturador de mandíbula](#), [Trituradoras](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

	MODELO	Bell-MolPua-100
CODIGO SKU		B-01-53-0200-0600
CAPACIDAD (KGS/S)		<100
POTENCIA DEL MOTOR		2,2 kW
TAMAÑO DE ENTRADA (milímetro)		<5
TAMAÑO DE SALIDA (micras)		<250
DIMENSIONES(uxgxy)mm		600x550x1000
PESO		120 kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

capacidad (kg/s)	<100
potencia del motor (kw)	2,2kW
tamaño de entrada (mm)	<5mm
tamaño de salida (micras)	250
2021 Peso (Kg)	120

COTECNO