

MORTERO, DIÁMETRO DE 50 MM -HM-2703.50D



SKU: HM-2703.50D | **Categorías:** [Corte directo/residual](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Mecánica de suelos](#), [Morteros](#), [Preparación de la muestra para ensayo de corte directo](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Mortero, diámetro de 50 mm

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO