

MP 210 MICROMANÓMETRO



El micromanómetro MP 210 de Kimo mide la presión, la velocidad del aire, el flujo de aire, la temperatura, la tacimetría, la fuga de gas y el monóxido de carbono (hasta 6 mediciones simultáneas).

- Medición de presión, velocidad del aire y flujo de aire
- Módulos intercambiables
- Dos entradas para la temperatura Pt100 (de -200 a + 600 ° C)
- Hasta 6 mediciones simultáneamente
- Gran pantalla gráfica
- Certificado de calibración



SKU: BELLMP 210 | **Categorías:** [Anemómetros](#), [Flujo de aire](#), [Medidores de flujo](#), [Micromanómetros](#), [Temperatura](#), [Velocidad del aire](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO