

## **MP 55 PRESIÓN ATMOSFÉRICA**



El MP 55 de Kimo es un manómetro pequeño y fácil de usar para medir los niveles de presión atmosférica.

Rango de medición: 700 a 1100 mbar

Fácil de usar

Mantener la función

Sonda incorporada

Sensor Piezoresistivo

Certificado de ajuste

××

**SKU:** BELLMP 55 | **Categorías:** <u>Micromanómetros</u>, <u>Presión atmosférica</u> |



## INFORMACIÓN ADICIONAL