

## MR-1, MINI AGITADOR DE BALANCEO



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Agitador Orbital](#) | **Etiquetas:** [biosan](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El mini agitador de balanceo **MR-1** proporciona un funcionamiento continuo fiable y un movimiento de la plataforma suave a baja velocidad. El modo sin paradas funciona ininterrumpidamente hasta 7 días. Asimismo, se garantizan más de 2 años de funcionamiento sin problemas debido al mecanismo de accionamiento directo y al motor sin escobillas.

**MR-1** proporciona un movimiento regulado de balanceo ligero de la plataforma y la mezcla de los componentes líquidos.

Se trata de un dispositivo compacto, que no emite ruido y que está diseñado para el uso personal.

Es ideal para la decoloración de minigel tras la electroforesis, provocando reacciones de Northern, Southern y Western blots.

La alfombrilla de silicona resistente al calor y antideslizante colocada en la plataforma del agitador de balanceo proporciona un posicionamiento estable de los recipientes durante la agitación.

**MR-1** se puede utilizar en cámaras frigoríficas o incubadoras, con una temperatura ambiente de +4°C a +40°C. La alimentación

externa de baja tensión (12 V) proporciona seguridad eléctrica en un entorno húmedo.

La alfombrilla con muescas **PDM** opcional evita que tubos de muestras de diferentes tamaños se desplacen sobre la plataforma.

COTECNO