

MUESTRA DE NÚCLEO DE SEDIMENTO, TIPO BEEKER



SKU: N / A | **Categorías:** [Perforación y Muestreo de Suelos](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Muestra de Núcleo de Sedimento, Tipo Beeker

Información del producto:

El muestreador Beeker está diseñado para tomar muestras no perturbadas de suelos sumergidos. Las muestras se toman en un tubo transparente. Se mantiene la estratificación original del material muestreado. Esto permite realizar una descripción clara del perfil.

El muestreador de núcleo de sedimento, tipo Beeker, consta de: un tubo transparente de 1 o 1,5 metros, pistón y vástago y bombas de presión y vacío alimentadas por batería con manguera de extensión, además martillo y varillas de extensión, cable no estirable, cubo de muestra y cepillo.

El conjunto estándar es adecuado para su uso en agua hasta una profundidad máxima de 5 metros. En algunos casos, es posible un muestreo más profundo utilizando barras de extensión adicionales.

Ventajas:

- Toma muestras rápidas y seguras.
- No es necesario ensamblar y desmontar aparatos con cada nueva muestra.

Detalles de pedido:

Art.-Nr .: 235006 Muestra de núcleo de sedimento, tipo Beeker.Descargas:

 [UGT Produktkatalog](#)

 [UGT Product Catalog](#)

COTECNO