

MUESTRAS DE UN SOLO USO B-MUESTSOLUSO-12



El set de muestreo biológico desechable de contiene un tubo de preservación (que incluye la solución de preservación) y un hisopo faríngeo/nasal y una bolsa de seguridad biológica, que pueden utilizarse para la detección de ácidos nucleicos de virus.

SKU: BP-01-60-0400-0201 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características del producto de Biological Disposable Sampler:

- Utiliza la recogida, el transporte y el almacenamiento a corto plazo del ADN/ARN de la muestra. Normalmente, se utiliza un hisopo para tomar una muestra de la garganta o de la cavidad nasal.
- Los conservantes contenidos en la solución flexible de conservación disuelven los microorganismos e inactivan las células, las bacterias y los virus. Las muestras almacenadas pueden utilizarse para posteriores experimentos moleculares.

categoria	Codigo	Codigo Sku	nombre del producto	Especificación de embalaje	unidad	Cantidad de piezas enteras
Muestreador de un solo uso	B-MuestSolUso-05	BP-01-60-0400-0200	Tubo de conservación de 5 ml * 1 (incluida la solución de conservación de 2 ml) hisopo de garganta * 1 bolsa de bioseguridad * 1	100 juegos / caja, 5 cajas / caja	caja	500
	B-MuestSolUso-12	BP-01-60-0400-0201	Tubo de conservación de 12 ml * 1 (incluida la solución de conservación de 3 ml) hisopo nasal * 1 bolsa de seguridad biológica * 1	100 juegos / caja, 5 cajas / caja	caja	500

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO