

BCP-13/H | BOMBA DE VACÍO O COMPRESOR DE PISTÓN SIN ACEITE



SKU: BCP-13/H | **Categorías:** [Bombas de vacío y/o compresores de laboratorio](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

Nº de Pistones	1
Tasa de flujo	13 LPM
Vacío máximo	615 mmHg/24,2"Hg
Presión máxima	5,3 bar/75 psi
RPM	1700
Corriente	1,5 amp-127v-0,7 amp-220v
Potencia del motor	25W
Peso	2,1 Kg
Dimensiones máximas en mm	CxLxA (152x113x136)
Variaciones eléctricas	220v/60Hz 127v/60Hz voltaje
IP-20	
Alta resistencia química	Opcional

- Rendimiento a 60 Hz CA a nivel del mar

INFORMACIÓN ADICIONAL

Nro de pistones	<u>1</u>
Tasa de flujo (LPM)	<u>13</u>
Vacío máximo (mmHg)	<u>615</u>
Presión máxima (bar)	<u>5,3</u>
RPM	<u>1700</u>
Fuerza de motor (W)	<u>25</u>
Alta resistencia química	<u>Opcional</u>