

MONITOR DE EXTRACCIÓN DE SANGRE - MARCA BELLTRONIC



SKU: BellMonExtSang-I | **Categorías:** [Monitor de extracción de sangre](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	BellMonExtSang-B-1	Alarma visual y de audio con interruptor	Any SKU / Modelo
	BellMonExtSang-A-1	Alarma visual y de audio	Any SKU / Modelo

INFORMACIÓN ADICIONAL

Peso N/D

Dimensiones N/D

SKU / Modelo

COTECNO