

## OXÍGENO DE BOLSILLO IMPERMEABLE MEDIDOR CO - 105



- Permite mediciones de oxígeno disuelto en % o en mg/l y la temperatura.
- Diseñado para trabajo de campo.
- Usado para mediciones en agua pura y residuos.
- Totalmente impermeable (IP67), flota en la superficie del agua.
- Posibilidad de elegir cabeza principal sin cable (ir-105) o con una punta de prueba en el cable (ir - 105k).
- Buena precisión a pesar del tamaño reducido.
- calibración de 1 punto en 100% de saturación.
- Mientras que medir disuelto contenido de oxígeno en mg/l, presentando la corrección de la influencia de la salinidad es posible.
- Compensación automática de temperatura.
- Función de apagado automático protege la batería contra descargas.
- Alimentado por pilas (3 x LR44).
- El medidor y el sensor de oxígeno son fáciles de operar.
- Garantía del medidor: 24 meses.

<b>Rango</b>	0 ÷ 199.9% O <sub>2</sub> 0 ÷ 19,99 mg/l
<b>Resolución</b>	0,1% O <sub>2</sub> 0.01 mg/l
<b>Precisión</b>	±3% O <sub>2</sub> ±1 dígito ±dígito del ± 1 de 0,3 mg/l
<b>Temperatura</b>	0 ÷ 40 ° C
<b>Compensación de temperatura</b>	0 ÷ 40 ° C
<b>Fuente de alimentación</b>	Baterías 3 x LR44
<b>Peso</b>	60 g
<b>Dimensiones</b>	L = 180 mm Ø 26 mm
<b>Hora laborable continua</b>	80 h

**SKU:** BELLCO?105 | **Categorías:** [Serie 100](#) |

COTECNO