

## PAQUETE DE ACTUALIZACIÓN DE CORROSIÓN DE PROFOMETRO A LOCALIZADOR DE ARMADURA Y MEDIDOR DE COBERTURA -HC-2873.1



**SKU:** HC-2873.1 | **Categorías:** [Humboldt](#), [Repuestos y accesorios](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El paquete de actualización convierte Profometer Corrosion para incluir la ubicación de la barra de refuerzo y cubrir las capacidades del medidor de un Profometer HC-2981A. Consta de una sonda universal con carro, cable de sonda de 1,50 m (5 pies), actualización del software para cubrir el medidor.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO