



## PARÁMETROS TÉCNICOS DE LA BÁSCULA PARA SILLA BELLBALSIL-300



**Modelo:** BellBaSil-300

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Parámetros técnicos de la báscula de silla BellBaSil-300

#### Características de la báscula silla

1. La báscula electrónica para silla es pensada y cómoda.
2. La estructura de tubo de acero extremadamente estable hace que el asiento sea cómodo y seguro;
3. El reposabrazos giratorio es conveniente para el paciente para pasar de la cama a la escala de la silla;
4. El pedal ajustable improve the convenience of the operation;
5. La función de bloqueo de la rueda trasera asegura that sitting y de pie son seguros en cualquier momento;
6. La pantalla LCD de gran tamaño situada detrás del asiento hace que la lectura de datos sea muy cómoda.
7. 7. La fuente de alimentación puede ser de batería o de CA, apta para su uso en cualquier lugar.

#### Parámetros técnicos

Modelo:	BellBaSil-300
Codigo SKU	
Peso máximo:	200kg
Precisión:	0,1kg
Clase de precisión:	Clase III
Material:	tubo de acero
Dimensiones:	600x615x940mm
Tamaño exterior del embalaje:	770x640x114mm
Peso neto:	27kg
Peso bruto:	37kg
Modo de visualización:	tubo digital LED
Función:	puesta a cero, encendido, retorno automático a cero,
Ámbito de aplicación:	hospitales, centros de rehabilitación, centros de diálisis, residencias de ancianos, etc.



## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO