

PARÁMETROS TÉCNICOS DE LA BÁSCULA PARA SILLA BELLBALSIL-300



Modelo: BellBalSil-300

SKU: N / A | Categorías: Equipo Analitico |



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Parámetros técnicos de la báscula de silla BellBalSil-300

Características de la báscula silla

- 1. La báscula electrónica para silla es pensada y cómoda.
- 2. La estructura de tubo de acero extremadamente estable hace que el asiento sea cómodo y seguro;
- 3. El reposabrazos giratorio es conveniente para el paciente para pasar de la cama a la escala de la silla;
- 4. El pedal ajustable improvesthe conveniencia de la operación;
- 5. La función de bloqueo de la rueda trasera asegura thatsitting y de pie son seguros en cualquier momento;
- 6. La pantalla LCD de gran tamaño situada detrás del asiento hace que la lectura de datos sea muy cómoda.
- 7. 7. La fuente de alimentación puede ser de batería o de CA, apta para su uso en cualquier lugar.

Parámetros técnicos

Modelo: BellBalSil-300

Codigo SKU

Peso máximo: 200kg
Precisión: 0,1kg
Clase de precisión: Clase III

Material: tubo de acero
Dimensiones: 600x615x940mm
Tamaño exterior del embalaje: 770x640x114mm

Peso neto: 27kg
Peso bruto: 37kg

Modo de visualización: tubo digital LED

Función: puesta a cero, encendido, retorno automático a cero,

Ámbito de aplicación: hospitales, centros de rehabilitación, centros de diálisis, residencias de ancianos,

etc.



INFORMACIÓN ADICIONAL