

PENETRÓMETRO DE CONO VICAT MODIFICADO, 35G —H-3135



SKU: H-3135 | **Categorías:** Cemento, Consistencia Vicat, Humboldt, Probadores Vicat | **Etiquetas:** ASTM C472



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Se utiliza para evaluar el yeso sin tratar. Cuenta con un conjunto de cono de magnesio y émbolo con un peso total de 35 gr.

Incluye:

- Marco con plataforma de baquelita
- Escala graduada de 0-50mm
- Conjunto de émbolo de cono de magnesio con indicador ajustable
- Peso de 65g
- Molde cónico H-3080

Cumple con la norma: ASTM C472

- Manuales
- Normas

H-3050_man_1215 ASTM C472



INFORMACIÓN ADICIONAL