

PENETRÓMETRO DE CONO VICAT MODIFICADO—H-3137



SKU: *h-3137 | **Categorías:** [Cemento](#), [Humboldt](#) |

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Igual al modelo H-3135 con un peso adicional de 15g y un peso total de 50g para usar en yeso con arena.

Incluye molde

H-3080.

Peso de Embarque 6 Lbs (2.7 Kg)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO