

## PENTAIR MULTI-ROUND C4848-20-10-F-A-4L-26 LIQUID CARTRIDGE HOUSING



**SKU:** C48482010FA4L26 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### PENTAIR MULTI-ROUND C4848-20-10-F-A-4L-26 LIQUID CARTRIDGE HOUSING

Part Number: C48482010FA4L26



#### Especificaciones

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Marca                     | Pentair Multi-Round       |
| Tipo                      | 226 style                 |
| Presión máxima psi        | 150                       |
| Presión máxima bar        | 10.3                      |
| Flujo gpm                 | up to 4100 depending size |
| Flujo m <sup>3</sup> /día | up to 932 depending size  |
| Material                  | 304L SS                   |
| Número de cartuchos       | 205                       |

#### Dimensiones / Pesos

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Longitud del cartucho inch | 20                 |
| Diámetro en pulgadas       | Ø48.0              |
| Peso kg                    | 1066               |
| Peso lb                    | 2351               |
| Aplicación                 | General Industrial |



Multi-Round Liquid Cartridge Housings offer the versatility of choosing the correct cartridges for the needed flow rates, chemical compatibility and particle retention.

Flow rates from 120 to 4100 gpm

Carbon or Stainless Steel construction

150 PSI (10.3 bar) pressure rating

Differential, drain and vent ports

[Ver PDF](#)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO