

PESO DE BALA Y CLIP DE PESO 16 OZ



[vc_row][vc_column][vc_column_text]**Características**

*El peso sólido de acero inoxidable se adhiere al fondo del muestreador estándar sin purga HydraSleeve.

*Reutilizable

*Se adapta a pozos de 2 "Schedule 40 y más grandes

*Material estándar = acero inoxidable

*Se puede usar para todos los HydraSleeves de 2 y 4 pulgadas

*Ideal para usar con los muestreadores compuestos o en pozos profundos o difíciles con obstáculos, para tirar hacia abajo con eficacia la *Hydra Manga con más fuerza que los otros pesos más ligeros.

*Dimensiones: 0.75 "OD x 8" de largo

*Viene con clip reutilizable[/vc_column_text][[/vc_column]][[/vc_row]

SKU: N / A | **Categorías:** [Pesos Inferiores](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO