

## PESO DE SOBRECARGO RANURADO, 10 LB -H-4179



**SKU:** H-4179 | **Categorías:** [CBR](#), [Componentes de prueba CBR](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio de suelos](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

10 lb (4.5kg) Ranurado, sobrecarga de campo, peso, 8.5 "(216mm) de diámetro.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO