

PIPETAS PASTEUR DESECHABLES DE VIDRIO VOLAC 150 MM, CON TAPÓN



SKU: PG-D810_PP | **Categorías:** <u>Material de vidrio de laboratorio</u> | **Etiquetas:** <u>con</u>, <u>desechables</u>, <u>Pasteur</u>, <u>Pipetas</u>, <u>tapón</u>, <u>vidrio</u>, <u>VOLAC</u>



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PIPETAS PASTEUR DESECHABLES DE VIDRIO VOLAC 150 MM, CON TAPÓN

Descripción: Pipetas Pasteur de vidrio desechables.

Nombre del producto: VOLAC Volumen y graduación: 150 mm.

Característica: conectado

Característica adicional: no estéril. Materiales: vidrio sodocálcico, algodón. Hersteller/Manejador: Poulten y Graf

Tamaño: 150

Source link

Volumetric Glassware



INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Volumetric Glassware