

PIZETA PLASTICA 250ML-1000 ML, POLIETILENO CON VACIADOR EN LA TAPA



SKU: N / A | Categorías: pizeta | Etiquetas: Material de vidrio/plastico



GALERÍA DE IMÁGENES





VARIACIONES

	Imagen	
	brace	
		$\overline{}$
	Timo to	
\geq		$= \langle$
	contaio	

SKU	Descripción	Capacidad (ml)
BellPizPlaPolVac-1000		1000
BellPizPlaPolVac-250		250
BellPizPlaPolVac-500		500



(ml)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

sku

Pizeta plástica 250 BellPizPlaPolVac-250 ml,polietileno con vaciador 250 ml en la tapa

Nombre Del Producto

Pizeta plástica 500 BellPizPlaPolVac-500 ml,polietileno con vaciador 500 ml en la tapa

Pizeta plástica 1000 BellPizPlaPolVac-1000 ml,polietileno con vaciador 1000 ml en la tapa





INFORMACIÓN ADICIONAL