

## PLACA CALEFACTORA DE GAS, PARA GAS DE BOMBONA -H-4947AC



**SKU:** H-4947AC | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Placas calefactoras ASTM / NCH](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Estufas de hierro fundido de dos quemadores. Modelos disponibles para operación de gas natural y cilindro. Diseñada para la portabilidad, esta estufa es perfecta para cualquier aplicación de laboratorio o ubicación. Los quemadores tienen una potencia nominal de 35,000 BTU y proporcionan un calentamiento rápido. Shpg. wt. 53 libras. (24 kg)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO