

## PLACA DE CULTIVO CELULAR



**Modelo: BellTctCellCul-6WP**

La placa Clear Multiwell está compuesta de poliestireno transparente tratado con TC. Fondo plano, con tapa de baja evaporación, estéril. Cultivo de tejido estándar. Cómodo embalaje de estilo médico despegado para la presentación individual del producto.

**SKU:** B-01-60-0003 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Placa de 6 pocillos para cultivo celular

Tratamiento con cultivo de tejido estándar (CT)

Tratamiento con cultivo de tejido estándar (CT)

Fondo de pozo plano y apilable

Llantas de pozo elevadas para reducir el riesgo de contaminación cruzada

Esterilizado por irradiación gamma y no pirogénico

Excelente calidad óptica

Códigos alfanuméricos para la identificación de pozos

Capacidad ml: 2.9

Conteo de pozos: 6

Area de cultivo cm<sup>2</sup>: 9.5

Paquete: 1 paquete, 50 paquetes/caja

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO