

PLACA DE HINCHAMIENTO -H-4172



SKU: H-4172 | **Categorías:** [Componentes de prueba CBR](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio de suelos](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Base perforada de 5-7 / 8 "(149 mm) de diámetro con vástago ajustable. El extremo de contacto del vástago se bloquea fácilmente en su lugar con una tuerca moleteada.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO