

**PLATO EVAPORADOR, PORCELANA, CAPACIDAD 765ML, 185MM X 54MM -  
H-4930.765**



**SKU:** H-4930.765 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Platos de evaporación ASTM / NCH](#), [Platos, tarros, cajas](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El plato de porcelana poco profundo tiene un borde para verter, y está acristalado por dentro y parcialmente acristalado por fuera.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO