

## PORTA CILINDROS PARA TRANSPORTE -H-2977S.12



**SKU:** H-2977S.12 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Hormigón](#), [Humboldt](#), [Preparación para la prueba de cilindros](#), [Transporte de cilindros](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Rack de transporte para cilindros de prueba de 4 "x 8". Construcción plástica moldeada duradera con asas moldeadas para un transporte fácil y seguro. Transporte fácilmente 8 cilindros a la vez en este transportador de plástico, que no se deteriorará ni se corroerá en el agua. Le permite mantener los cilindros complementarios juntos en el mismo caso para el curado.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO