

## PORTA VARILLAS DE ENSAYO PARA AUTOCLAVE—H-3267.1



**SKU:** H-3267.1 | **Categorías:** [Cemento](#), [Humboldt](#), [Pruebas de prisma](#) | **Etiquetas:** [ASTM C227](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Soporte de barra de prueba para uso con contenedor de barra de mortero H-3267.

El sostenedor tiene los pies que lo elevan de la base del envase que proporciona el espacio para el agua.

El soporte de barra de prueba de mortero para Autoclave admite los siguientes estándares: [ASTM C227](#)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO