

# PORTAOBJETOS DE MICROSCOPIO, ESMERILADO EN UN EXTREMO EN AMBOS LADOS BELL-PORTOBJETO07



Modelo: Bell-PortObjeto07

SKU: B-01-21-13-000103 | Categorías: Portaobjetos De Microscopio |



### **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

### Portaobjetos de microscopio, esmerilado en un extremo en ambos lados

#### **Especificaciones Técnicas**

Código Del Producto	Modelo	Dimensión	Descripción
B-01-21-13-000103	Bell-PortObjeto07	76x26 mm	Porta objeto con franja esmerilado un extremo y en 2 caras 50
			laminas X Cj 76x26mm
	Bell-PortObjeto05	5 76x26 mm	Porta objeto con franja esmerilada un extremo en 1 cara 50
			laminas X Cj 76x26mm
	Bell-PortObjeto01	76x26 mm	Porta objeto borde pulido 50 laminas X Cj 76x26mm
	B-01-21-13-000103	B-01-21-13-000103 Bell-PortObjeto07  Bell-PortObjeto05	B-01-21-13-000103 Bell-PortObjeto07 76x26 mm  Bell-PortObjeto05 76x26 mm



## **INFORMACIÓN ADICIONAL**

Tipo - Microscopio

<u>Portaobjeto</u>