

PROBADOR DE CIZALLAMIENTO CON PALETAS DE LABORATORIO COMPLETAMENTE AUTOMÁTICO



SKU: N / A | **Categorías:** [Pruebas de Cizalladura de Paletas](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Descripción:

Comprobador de paletas de laboratorio totalmente automático que incluye sistemas de adquisición y evaluación de datos. Determinación de la resistencia al corte de suelos no drenados con consistencia blanda a rígida. Software con evaluación completa de datos e impresiones con diagramas en cualquier impresora comercial.

Características:

- Software de control y evaluación.
- Cumple todos los estándares (BS, DIN, ASTM, etc.) y todas las demandas de investigación.
- Proporciona una amplia gama de mediciones de esfuerzo cortante.
- Software opcional de adquisición y evaluación de datos completo.
- Determinación de la resistencia al corte de suelos blandos a duros no drenados.
- Las ejecuciones de prueba son completamente repetibles.
- Esfuerzo de corte medido por dos transductores de carga altamente precisos, sin fricción.
- Grabación automática de la resistencia al corte (torque) contra el desplazamiento (ángulo).

Especificaciones:

Diametro del Espécimen	50-200
Torque	> 3Nm
Resolución	0.001Nm
Rango de Medición de Acuerdo al Tamaño de la Paleta	0-466 kN/M2
Desplazamiento de Cizallamiento	Ilimitado
Velocidad Angular	(sin paso) 20-0.0001°/s
Fuente de Alimentación	50W, 230V, 50Hz

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO