

## PROBADOR DE CLARIDAD



### Características:

1. Tubo de prueba de vidrio normal, conveniente para tomar y almacenar la muestra.
2. Sistema cerrado de fuente de luz, poco impacto ambiental.

Modelo	BellProbClar-2
Rango de pruebas de transparencia	(20~500)mm
Precisión de pruebas de transparencia	±5mm
Volumen de tubo de vidrio	400ml
Fuente de alimentación	AC110/220V±10%,50/60Hz
Dimensiones externas (W*D*H)mm	600*200*630
Tamaño del paquete(W*D*H)mm	670*280*720
Peso bruto(kg)	6

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Otros equipos de laboratorio](#) |

## **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

Se utiliza para probar el valor de claridad de la gelatina.

Elimina el efecto del ambiente en el resultado de la prueba a fondo.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO