

## PROBADOR DE ESPESOR DE TABLETA 547



SKU: 4904 | Categorías: [Pruebas de espesor de comprimidos](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Probador de espesor de tableta 547

Una unidad más sofisticada que el Tablet Thickness Tester 700, este medidor disfruta de muchas de las mismas características, pero se puede usar en dos modos diferentes:

1. Modo de 'medición directa' que proporciona el espesor real
2. Modo de "medición del comparador" mediante el cual se indica en la pantalla una variación de +/- con respecto a una norma preestablecida. Esto es extremadamente útil para comprobaciones rápidas en el entorno de producción.

#### Número de catálogo:

**4904**

Número de catálogo de calibración UKAS: 4904A

Tamaño máximo de la tableta: 10 milímetros

Exactitud: 0,01 milímetros

Unidad de medida: mm, pulgadas

Modos de medición: Directo: Comparador de espesor real: +/- Desviación de la norma

Salida de datos: Pantalla analógica. Mini procesador Digimatic modelo 264 (opcional, consulte Accesorios relacionados)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO