

## PROBADOR DE IMPACTO DE CUERO - MARCA BELLTRONIC



### Descripción:

El rango ofrecido se utiliza para probar la ejecución de la resistencia del efecto de los materiales metálicos bajo la carga del elemento. Al ser un instrumento de prueba esencial en la metalurgia y en las unidades de fabricación de máquinas, también es un instrumento de prueba vital para la exploración de nuevos materiales en organizaciones de investigación. Esta máquina de prueba de impacto de cuero es la máquina de prueba de efectos de uso general en el mercado actual.

### Estándar de referencia:

ISO 180, ASTM-D256, JIS-K7110, JB / T 8761, GB / T 1843

### Especificaciones:



**SKU:** BELLH-PROIMP-C015 | **Categorías:** [Equipo de prueba de cuero](#) |

COTECNO