

PROBADOR DE PUNTO DE FUSIÓN - MARCA BELLTRONIC



El probador del punto de fusión adopta el tubo capilar como tubo de la muestra y el modo líquido de la transferencia de la temperatura prescrito en Farmacopea. Es conveniente para probar puntos de fusión de los reactivos farmacéuticos, químicos, de las especias, del tinte etc.

Características:

1. Prueba de la temperatura con sensor de alta precisión.
2. Utiliza tecnología de control de conversión de frecuencia automática, con alta precisión en el control de la temperatura y poco error lineal en la velocidad de calentamiento.
3. Memorización automática y observación de datos preestablecidos y punto de fusión, sin energía.
4. Agitador de magnetismo automático, con el aceite de baño incluso a temperatura.
5. Temperatura preajustada automáticamente, autocalentamiento, visualización de preajustes y datos en tiempo real alternativamente en el tiempo.
6. Autonomía: autoprueba, autodiagnóstico, autoalarma.

Modelo	BellProPunFus-D1	BellProPunFus-Y1	BellProPunFus-Y2
Rango de punto de fusión	50-270°C	50-300°C	
Exactitud	±0.5°C	±1°C	
Temperatura de uso	(15~35)°C		
Rango	(0.5,1.0,1.5,3.0)°C/min	1.0, 2.0, 4.0, 6.0 /min	
Voltaje de pantalla	digital voltmeter	analog voltmeter	digital voltmeter
Precisión de la tasa	<10%		
Poder	500W	100W	100W
Fuente de alimentación	AC,220V/50HZ or 110V/60HZ		
Tamaño del paquete (mm)	470*260*390	490*200*280	

Peso bruto (kg)	8.5	3
--------------------	-----	---

SKU: N / A | **Categorías:** [Aparato de punto de fusión](#) |

COTECNO

GALERÍA DE IMÁGENES



BELLPROPUNFUS-D1



BELLPROPUNFUS-Y1/Y2

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
		BellProPunFus-D1 Rango de punto de fusión: 50-270°C	Any SKU / Modelo
		BellProPunFus-Y1 Rango de punto de fusión: 50-300°C	Any SKU / Modelo
		BellProPunFus-Y2 Rango de punto de fusión: 50-300°C	Any SKU / Modelo

COTECNO