

PROBADOR MARTINDALE - MARCA BELLTRONIC



Descripción:

Esta capacidad de la máquina se asemeja al equipo de prueba de cuero que se aplica principalmente a la prueba de resistencia del material y la capa exterior, el cuero, el forro o la capa inferior de la zapatería o la textura comparativa. Al probar los ejemplos de acuerdo con el estándar, la prueba puede denominarse prueba seca y prueba húmeda. Además, pruebe los ejemplos situados en Lissajous para las circunstancias controladas, luego observe el contraste entre ellos y las primeras muestras y elija la revisión de la resistencia de limpieza.

Especificaciones:



SKU: BELLH-MARPRO-TE01 | **Categorías:** [Equipo de prueba de caucho y plástico](#) |

COTECNO