

PRUEBA DE ASENTAMIENTO CON TUBO VERTICAL, EN 445



SKU: N / A | **Categorías:** [Pruebas de Inyección de Mortero](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Prueba de Asentamiento con Tubo Vertical, EN 445[/vc_column_text][vc_column][vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]Descipción del producto: Prueba de Asentamiento con Tubo Vertical, EN 445[/vc_wp_text][vc_column][vc_row]

COTECNO

COTECNO