

## PRUEBA DE MEDIDOR DE ARRASTRE DE AIRE 8 L



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Contadores de Aire para Hormigón Recién Mezclado](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc\_row][vc\_column][vc\_column\_text]

Prueba de Medidor de Arrastre de Aire 8 l

[/vc\_column\_text][/vc\_column][/vc\_row][vc\_row][vc\_column][vc\_wp\_text]

Descripción del Producto:

- Pruebas de medidor de arrastre de aire 8 l
- Pruebas de Medidor de arrastre de aire, capacidad. 8 litros EN 12350-7, ASTM C231, GOST 10181 para hormigón recién mezclado.
- Con bomba de accionamiento manual.
- Lectura directa en%
- Clase de precisión 1.0
- Peso: 9.6 kg.

[/vc\_wp\_text][/vc\_column][/vc\_row]

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO