

## PST 901



### Microscopio de zoom estéreo trinocular

- Ampliación básica: 6.5x - 45x
- Oculares: WF10x, emparejados
- Objetivos: 0.65x - 4.5x
- Cabezal de zoom trinocular y soporte de poste, iluminador de anillo fluorescente,
- Enfoque: sistema de piñón y cremallera, con guardapolvo de PVC antiestático
- Dimensiones y peso neto: 170Wx250Dx555H mm y 6,0 kg

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Estereoscópicos](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones técnicas

N ° De Pedido	60 02
N ° De Modelo	PST 901
Ampliación básica	6.5x - 45x
Oculares	WF10x, emparejado
Objetivos	0.65x - 4.5x
Cabeza	Cabezal de zoom trinocular y soporte de poste
Iluminación	Iluminador de anillo de fluorescencia
Enfoque	Sistema de piñón y cremallera
Dimensión, WxDxH, (cm)	17 x25 x 55.5
Peso (kg)	6
Guardapolvo	Cubierta antipolvo de PVC antiestática

### Accesorios

#### Accesorios opcionales para PST 901

60 13	WF 10x con retículas, 100 divisiones, para PST
60 23	Micrómetro de escenario para PST, Retícula, 5 mm con 100 divisiones
60 43	Etapa mecánica para PST 901
60 53	Objetivo, 0.5x

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO