


## PUNTAS AZULES DE 1000UL SIN FILTRO, NO ESTERIL



**SKU:** B-01-60-0012 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo: Bell-1000uL0401B

Rango de volumen: 1000ul

Tipo de formato:

tipo de Color: Azul

Embalaje: 1000 pcs/bolsa, 5 bolsas/caja

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO