

RACK 96 PUNTAS ESTÉRILES 1000UL



Modelo: BellEstRejFilt-1000UL

SKU: B-01-60-0001 | Categorías: [Equipo Analítico](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Rack 96 puntas estériles 1000ul, libres DNsa RNasa y pirogenos. Punta 1000ul.

Rango de Volumen (ul): 100-1000ul

Formato de sugerencia: embalado en bastidor, filtrado, esteril.

Color: Azul

Embalaje: 96 pzs/caj, 50 cajs/caj

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO