


RACK DE 96 PUNTAS ESTÉRILES DE 10UL



SKU: B-01-60-0004 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo: BellEstRejFilt-10UL

Rango de volumen: 0.5 - 10ul

Tipo de formato: Embalado en bastidor, filtrado y estéril

Tipo de color: Claro

Embalaje: 96 pcs/caja , 50 cajas/caja

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO