



## REFRIGERADORES MEDICOS - BELLREFMED-288L

---



**SKU:** BellRefMed-288L | **Categorías:** [Refrigeración](#) |



## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Tecnicas

<b>Marca</b>	<b>Belltronic</b>	<b>Modelo</b>	<b>BellRefMed-288L</b>
Capacidad	288L	Termostato	Electronic
Mostrar	Digital	Temperatura	2-8°C
Tensión nominal	220V	Frecuencia nominal	50Hz
Compresor	Huayi	Fan	EBM
Refrigerante	R134a	Sistema Refrigerante	Refrigeracion por aire
Tamaño del producto	605*675*1610mm	Tamaño de embalaje	525*575*1050mm
Material exterior	Chapa galvanizada pulverizada	Material interior	Recubrimiento de aluminio
Peso neto	95Kg	Poder	300w
Tipo	Vertical	Cerradura y llave	SI
Temperatura ambiente	16~32°C	Entorno Humedad	20~80%



## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECHNO