

RELLENADOR DE PIPETAS BELL-RELLPIPLEVM-200G



Levo Me Pipette Filler tiene una excelente característica y diseño ergonómico, adecuado para casi todas las pipetas de vidrio o plástico de uso común.

SKU: B-01-29-0209-0100 | **Categorías:** [pipeteadores](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Permite el manejo con una sola mano con el mínimo esfuerzo
- Compatible con la mayoría de las pipetas de plástico y vidrio de 0,1-100mL
- Control de velocidad fácilmente ajustable
- Filtro hidrófobo reemplazable de 0,45µm
- Rendimiento estable y fiable, aspecto elegante
- Batería Li-ion de alta capacidad que permite un largo tiempo de funcionamiento.

Especificaciones:

Modelo	Bell-RelIPipLevM-200g
Código SKU	B-01-29-0209-0100
Velocidad de aspiración	25ml<7s
Velocidad de dispensación	Motor/Gravedad
Batería	Iones de litio
Vida útil de la batería	Más de 8 horas de uso de intermitencia
Tiempo de carga	2-3 horas
Tipos de pipetas	Pipeta de vidrio o plástico (0,1-100 ml), pipetas Pasteur
Filtro	0.45µm Hidrófobo
Peso	200g

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO