

SET DE EXTRACTOR CALIENTE



- Se utiliza para extraer el aglutinante de mezclas bituminosas y para determinar el contenido de humedad.
- Que consiste en una olla de acero completa con cesta de gasa y filtro, Dean Stark
- Colector, condensador, Ø 400 mm Papel de filtro (paquete de 50).
- Placa caliente debe pedirse por separado.

SKU: N / A | **Categorías:** [Laboratorio de suelos](#) | **Etiquetas:** [EN 12697-1](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Normas:

EN 12697-1

Especificaciones técnicas

Modelo	Código de producto	Nombre del producto	Dimensiones (cm)	Peso (kg)
BellSetExtCal-22	B-01-03-05-360101	Set De Extractor Caliente	48x48x90	22

Accesorios/ Repuestos

Código de producto	Nombre del producto
B-01-03-05-360201	Olla de acero con cesto de gasa y montador
B-01-03-05-360301	Coleccionista Dean Stark
B-01-03-05-360401	Papel de filtro, 0400 mm, (paquete de 50)
B-01-03-05-360501	Placa calefactora analógica, 0 20, (individual)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO