

SET DE LÍMITE DE PLÁSTICO -H-4253



SKU: H-4253 | Categorías: Ensayos ASTM/NCH, Humboldt, Laboratorio de suelos, Plástico, límite de

<u>contracción</u> | **Etiquetas:** <u>AASHTO T90</u>, <u>ASTM D4318</u>



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Incluye todos los aparatos recomendados para realizar la prueba de límite de plástico de acuerdo con las especificaciones. El juego incluye lo siguiente: (1) placa de límite de plástico H-4253.1, 12 x 12 x .375 "(305 x 305 x 9.5 mm) de espesor; (1) plato mezclador H-4930.250; (1) espátula H-4904; (1) cilindro graduado H-4915.025, y (1) paquete H-1350.3A de 48 latas de muestra Todos los componentes también están disponibles individualmente.

El conjunto de límite de plástico admite las siguientes normas: <u>ASTM D4318</u>, AASHTO T90

[tab title="Normas

ASTM D4318

AASHTO T90



INFORMACIÓN ADICIONAL